Interfaçage d'un spectromètre à réseau



Erwan Weckenmann


Année 2018-2019

Master 2 Photonique, Université de Rennes 1 Projet encadré par François Parnet et Goulc'hen Loas, Institut FOTON

Introduction


Projet de recherche : observation d'un peigne de fréquences d'un laser à 784 nm modulé à 18 GHz ($\Delta \lambda \approx 0.037 \text{ nm}$)

- \rightarrow Résolution d'un analyseur de spectre optique Yokogawa AQ6370D : 0.05 nm @ λ ~800 nm
- → Utilisation d'un spectromètre : fente de sortie remplacée par une caméra
- → Interfaçage de la caméra en Python
- → Résolution attendue : 0.006 nm



Spectromètre

Monochromateur à réseau de type Czerny-Turner




n = 1200 tr/mmLongueur focale du système : F = 1000 mmLongueur d'onde de blaze : $\lambda_B = 500 \text{ nm}$




Mightex TCE-1304-UW:

- 3648 pixels
- Taille de pixel : 8 μm x 200 μm
- Dynamique: 300
- \rightarrow Fenêtre \sim 23 nm @ λ \sim 800 nm




Spectromètre Hilger & Watts Monospek 1000



Longueur d'onde (nm) Acquisition du spectre d'un laser à 784 nm

Théorie

Déterminer λ pour chaque pixel



 α : Angle d'incidence β_{λ_n} : Angle du faisceau diffracté

- φ : Angle de blaze
- γ : Angle d'inclinaison du plan de la caméra

Source : [1]

- par rapport au plan focal
- k: Ordre de diffraction

 $(\sin \alpha + \sin \beta_{\lambda_n}) = kn\lambda_n$

 P_C : Pixel central (défini arbitrairement) λ_C : Longueur d'onde centrale

 P_n : Pixel correspondant à la longueur

d'onde λ_n $P_w = 8 \ \mu m$: Largeur d'un pixel

correspondante

 $HB_{\lambda_n} = HB_{\lambda_C} + P_w(P_C - P_n)$

 $\beta_{\lambda_n} = \beta_{\lambda_C} + \gamma - \arctan\left(\frac{HB_{\lambda_n}}{L_H}\right)$

Étalonnage en longueur d'onde


Pixel central : Défini à partir de l'indicateur du spectromètre

Étalonnage à partir de spectres connus :

- Lampes spectrales à Sodium et Hélium
- Lasers à 784 nm et 1064 nm

Lonqueur d'onde affichée sur le spectromètre (nm)

Longueur d'onde réelle (nm)



Rotation du réseau

Variation non linéaire de la longueur d'onde réelle


Modélisation : polynôme de degré 2

Erreur: ± 0.3 nm @ $\lambda \approx 784$ nm

Correction de la réponse spectrale du système

Correction à partir d'une source calibrée : indisponible

 Réponse spectrale de la caméra CCD



Efficacité de diffraction du réseau : inconnue théorique Distribution spectrale l'intensité [2] :


$$I(\lambda) = k \sin_{c}^{2} \left(n\pi \frac{\cos \alpha}{\cos(\alpha - \varphi)} \left[\cos \varphi - \sin \varphi \cot \frac{\alpha + \beta}{2} \right] \right)$$

Efficacité de diffraction dépendante de la polarisation

Modélisation : Polynôme de degré 5 → Correction utile pour les grandes fenêtres

Conclusion et perspectives

- **Résolutions:**
- Yokogawa AQ6370D : **0.05** nm
- Spectromètre + Caméra : 0.006 nm
- Observation d'un peigne fréquences d'un laser à modulé à 18 GHz



Amélioration possible :

Dynamique de mesure : changement de caméra

- → Coptonix S12706 : dynamique de 10000
- Autre spectromètre interfacé : n = 300 traits/mm F = 250 mm
- $\lambda_R = 500 \ nm$
- \rightarrow Large fenêtre (\sim 350 nm)

[1]: J. M. Lerner & A. Thevenon, The Optics of Spectroscopy, Instruments S.A. Inc., 1988 [2]: R. Casini & P. G. Nelson, "On the Intensity Distribution Function of Blazed Reflective Diffraction Gratings", JOSA A, 31, 2179-2184, 2014

